

Manual do Usuário



Versão Beta

CT BRASIL
Ministério da Ciência e Tecnologia

CenPRA
Centro de Pesquisas
Renato Archer

**Divisão de Desenvolvimento de
Produtos
2003**



GUIA DO USUÁRIO

Índice

1. Introdução	03
1.1 Botões e Barras	04
2. Instalação	05
3. Início	06
3.1 Novo Projeto	07
3.2 Abrir Projeto	11
3.3 Imprimir	11
3.4 Exportar	12
3.5 Importar	12
3.6 Organizar Imagens	13
3.7 Conversor	14
4. Visualização	15
4.1 Visualização Axial	15
4.2 Threshold 2D	18
4.3 Histograma/Linha de Perfil	20
4.4 Visualização Oblíqua	22
4.5 Cortes/Medidas 3D	24
4.5.1 Cortes 3D	24
4.5.2 Mapa de Cores	26
4.5.3 Medidas 3D	28
4.5.4 Propriedades	30
4.6 Segmentação	31
4.6.1 Threshold/Contorno	31
4.6.1.1 Segmentação	31
4.6.1.2 Cores	33
4.6.1.3 Renderização	34
A. Propriedades	34
B. Relação Threshold/Contorno	35
4.6.1.4 Localização	36
A. Espaço 3D de um Ponto	36
B. Curvas de Níveis Escalares	37
4.6.2 Conectividade	38
5. Informações	39
6. Anexo	40

1. Introdução

O objetivo do software **InVesalius** é funcionar como uma ferramenta de visualização de imagens médicas obtidas em tomografias e ressonâncias magnéticas. O software permite cortar, comparar, segmentar ou "empilhar" estas imagens, que são como "fatias" bidimensionais do corpo humano.

Quando as fatias são sobrepostas, o software **InVesalius** constrói um modelo virtual tridimensional idêntico à estrutura anatômica enfocada no exame. Este modelo pode ser manipulado e observado por diversos ângulos; é possível calcular seu volume, sua área e medir distâncias entre dois pontos; partes específicas podem ser separadas do todo para uma análise mais minuciosa e as diferentes densidades de ossos e tecidos são facilmente identificadas com a ajuda de um mapa de cores. Todos estes recursos dão ao médico uma visão muito mais clara da situação clínica e facilitam o planejamento de possíveis intervenções cirúrgicas.

Este guia pretende orientar o usuário a operar o software **InVesalius** sem, no entanto, detalhar comandos, teorias e algoritmos – informações estas que podem ser encontradas em documentos especializados.

O software **InVesalius** foi programado em linguagem "script" **Python**¹ e opera na plataforma **Windows**. Utiliza a biblioteca gráfica **VTK**⁴.

Seguem abaixo os requisitos mínimos de hardware para que o software **InVesalius** opere adequadamente:

- ✍ CPU: Athlon de 1.1 GHz ou Pentium 4 de 1.7 GHz (ou superior)
- ✍ Memória RAM: 512 MBytes (recomendado 1 GByte)
- ✍ Disco rígido: 40 GB e 7200 rpm
- ✍ Monitor: 15 polegadas (recomendado 19 polegadas)
- ✍ Placa de vídeo: Gráfica 3D, 64 MBytes de memória (recomendado 128 MBytes) com driver para biblioteca gráfica Open GL

¹ <http://www.python.org/>

⁴ <http://www.vtk.org/>

A velocidade de processamento e a quantidade de memória utilizada pelo software **InVesalius** estão diretamente relacionadas ao número total de fatias e à grade aplicada (FOV) durante a captura das imagens pelo tomógrafo. A mais comum é a de 512 x 512 pixels, mas grades de 256 x 256, 768 x 768 e 1024 x 1024 também podem ser empregadas.

Para exemplificar, 50 fatias obtidas com uma grade de 512 x 512 pixels por 8 bits ocupariam 26.21 MBytes de memória. Como o processamento é feito pixel a pixel, pode-se imaginar quais seriam os efeitos de um projeto de 150 fatias sobre o desempenho do software. A melhor maneira para se resolver este problema é eliminar as partes desnecessárias à análise, desde a captura da imagem (definição do campo de visão e do FOV adequados) até a utilização do software. O **InVesalius** possui ferramentas de corte de imagens tanto nos módulos de visualização de fatias (bidimensional) quanto nos de volumes (tridimensional).

1.1 Botões e Barras

Os botões e barras descritos abaixo aparecem em diversas telas do software **InVesalius**:

Contorno: Altera os valores escalares do contorno do volume para separar o objeto de interesse.

Cubos de orientação: Alteram a posição fixa do volume.

Desvio padrão: Altera a textura da superfície do volume. Quanto mais próximo de 0, maior será a aspereza e quanto mais próximo de 1, maior a suavidade da superfície.

Level/Window: Ajustam o brilho e o contraste da imagem.

Mostrar/Esconder Volume: Em algumas telas de visualização tridimensional o volume pode ou não ser exibido. É aconselhável mantê-lo oculto para aumentar a velocidade de processamento.

Opacidade: Controla a transparência da imagem. Quanto mais próximo de 0, maior a transparência e quanto mais próximo de 1, maior a opacidade.

Threshold Máximo/Mínimo: Separa a estrutura a ser analisada. As regiões mais densas são eliminadas com a diminuição do valor máximo e o aumento do valor mínimo implica na exclusão das regiões menos densas.

? Arraste o mouse com o **botão direito** pressionado para aproximar ou afastar a imagem.

? Arraste o mouse com o **botão esquerdo** pressionado para girar o volume.

2. Instalação

O usuário deverá registrar a sua versão do software **InVesalius** após executar o procedimento normal de instalação. Siga as orientações abaixo:

1. Inicie o software **InVesalius** (já instalado) normalmente. Uma tela de apresentação será exibida. Nela, além dos créditos do sistema, serão mostrados dois campos de códigos. O primeiro campo, denominado **Código de Requisição**, estará preenchido com um código necessário para que a licença seja requisitada. O segundo campo, denominado **Código de Licença**, estará vazio e deverá ser preenchido com o **Código de Licença** fornecido pelo distribuidor do sistema;
2. Clique em **Copiar**, ao lado do **Código de Requisição**;
3. Inicie seu programa pessoal de correio eletrônico (email). Certifique-se de que seu endereço de envio seja o mesmo endereço preenchido no cadastrado;
4. Inicie a composição de uma nova mensagem;
5. Como título da mensagem, escreva **Registro InVesalius**;
6. Preencha o corpo da mensagem **APENAS** com o código de requisição copiado no passo 2. Utilize a função **Colar** ou pressione **Ctrl+V**;
7. Envie a mensagem para invesalius@cenpra.gov.br
8. Após a requisição ser processada, uma mensagem será enviada para seu endereço de correio eletrônico com o título **Código de Licença – InVesalius**, contendo em seu corpo o **Código de Licença** necessário para o registro. Copie **TODO** o código;
9. Retorne à tela de apresentação do software **InVesalius** (caso ela tenha sido fechada, basta executar o sistema novamente);
10. Posicione o cursor do mouse no campo **Código de Licença**. Cole o **Código de Licença** utilizando a função **Colar** ou **Ctrl+V** e pressione o botão **Registrar**;
11. Antes de confirmar o registro, verifique se o **Código de Licença** está correto. Verifique também as configurações de data e hora de seu computador e ajustando-as se for necessário. Lembre-se de que esta é uma licença concedida pelo prazo de 180 dias, cuja contagem será iniciada após o término do processo de registro. Qualquer inconsistência nos dados invalidará sua versão;
12. Confirme o registro;
13. Pronto! Sua versão foi registrada com sucesso! Reinicie o software **InVesalius** para utilizá-lo normalmente.

3. Início

Abra o software. Esta é a **Tela Inicial**:




Figura 1: Tela Inicial

Clique em **OK** para prosseguir.

3.1 Novo Projeto

Para criar um novo projeto, clique em **Arquivo ? Novo Projeto**.




Figura 2: Novo Projeto

Será aberta a tela **Importar Imagens**. Informe quais imagens (fatias da tomografia ou ressonância) deverão fazer parte do projeto. Indique o nome do projeto em **Projeto Alvo**.

Se desejar incluir todas as fatias no projeto, pressione **Selecionar Tudo** e, em seguida, **Adicionar**. Os nomes das fatias aparecerão no quadro à direita da tela. Pressione **Abrir** para construir o projeto.




Figura 3: Importar Imagens

Se desejar incluir apenas algumas fatias, clique no nome da primeira fatia do quadro **Arquivo de Origem**. Aperte e segure a tecla **Shift** do teclado e selecione com o mouse os arquivos desejados. Clique em **Adicionar** e, em seguida, **Abrir**.

Durante a leitura das imagens DICOM serão feitas, caso necessárias, correções no posicionamento e no espaçamento das fatias. Neste momento o software também identificará a existência de uma ou diversas séries de imagens no estudo do paciente. A seguinte tela será exibida para que o usuário escolha a série a ser utilizada:




Figura 4: Separando Séries

Se não desejar que o software execute as correções e a separação de séries, desabilite as caixas **Separar Séries**, **Corrigir Posicionamentos** e **Corrigir Espaçamento**.

Se as imagens não estiverem no formato DICOM, o sistema abrirá automaticamente a tela abaixo:




Figura 5

Os dados a serem preenchidos pelo usuário devem ser obtidos com o técnico ou radiologista, visto que as informações são definidas no momento da aquisição das imagens, durante o exame de tomografia ou ressonância.

A imagem será mostrada no canto superior direito da tela. A cada mudança nos parâmetros, pressione **Mostrar Imagem**. Clique em **Aplicar** para as fatias serem lidas. A tela atual será fechada e o projeto estará criado. O nome do projeto aparecerá na barra de título superior, ao lado de ***InVesalius***.

Quando um novo projeto é criado, o software automaticamente abre a tela de **Visualização Axial**.

3.2 Abrir Projeto

Entre em **Arquivo ? Abrir Projeto** para abrir um projeto criado anteriormente.

3.3 Imprimir

Para configurar a impressão de uma imagem, bidimensional ou tridimensional, clique em **Arquivo ? Imprimir** e defina os parâmetros desejados (espaçamento das margens, tamanho do papel, etc.). Só é possível imprimir a imagem que aparece na tela do projeto.




Figura 6: Imprimir

3.4 Exportar

A ferramenta **Exportar** é um dispositivo de saída utilizado para documentar as imagens que estão sendo vistas na tela. É possível salvar fatias e volumes nos formatos TIFF, GIF, JPEG e BMP. Entre em **Arquivo ? Exportar** e escolha a opção correspondente à imagem que deseja gravar: **Fatia**, nos módulos de visualização bidimensional, e **Volume, Coronal, Sagital** ou **Transversal** nos módulos de visualização tridimensional e de segmentação.

3.5 Importar

Entre em **Arquivo ? Importar** para acrescentar novos arquivos de imagens DICOM (fatias) a um projeto já existente. Será aberta novamente a tela **Importar Imagens**. Proceda conforme as instruções do item **Novo Projeto**.

3.6 Organizar Imagens

Para visualizar melhor a ordenação das fatias, entre em **Arquivo ? Organizar Imagens**. A nova janela exibirá vinte fatias do projeto ao mesmo tempo, na orientação **Axial**. Para escolher outra orientação, pressione o botão **Coronal** ou **Sagital**. Utilize as setas do campo **Fatias** para procurar as imagens seguintes ou anteriores.




Figura 7: Organizar Imagens

Para excluir uma fatia, selecione-a com o mouse e aperte o botão **Remover**.

É possível ampliar e comparar até quatro fatias ao mesmo tempo. Pressione o **botão esquerdo do mouse** sobre uma fatia. Ela ficará envolta por uma borda vermelha. Clique em **Ampliar** e a fatia será exibida em detalhes. Minimize a nova tela antes de fechá-la.

Para obter informações sobre uma fatia, selecione-a com o **botão esquerdo do mouse**. A fatia ficará envolta por uma borda vermelha. Em seguida, clique em **Informações**. Se o projeto foi criado a partir de um CD, será necessário que ele esteja na gaveta. Se alguma operação incorreta for executada, a tela será minimizada e uma mensagem explicativa será exibida. Maximize a tela novamente e recomece.

3.7 Conversor

O software oferece a possibilidade de converter as imagens de um formato para outro, como, por exemplo, de JPEG para GIF.

Entre em **Arquivo ? Conversor** para abrir a tela de conversão:




Figura 8: Conversor

Selecione o arquivo a ser convertido no campo **Diretórios de entrada**. Ele será exibido em **Arquivos de entrada**. Defina os formatos dos arquivos nos campos **Formato de Entrada** e **Formato de Saída**. Clique em **Adicionar**. Repita a operação até listar todos os arquivos que deseja converter. Clique em **Finalizar** para fazer a conversão.

4. Visualização

4.1 Visualização Axial

Todos os projetos são iniciados no modo de **Visualização Axial**. Para abrir esta tela a partir de outro módulo, entre em **Visualização ? Visualização Axial**:




Figura 9: Visualização Axial

O software **InVesalius** oferece três opções de visualização de imagens bidimensionais: **Axial**, **Coronal** e **Sagital**. Selecione o botão correspondente à orientação desejada.



Figura 10: Visualização Coronal




Figura 11: Visualização Sagital

Para visualizar uma a uma todas as fatias que fazem parte do projeto, selecione a caixa **Contínuo**. A sequência da exibição terá início na imagem cujo número aparece sobre a barra **Fatia**. Se preferir visualizar uma imagem específica, deslize o botão desta barra até o número desejado.

Para medir a distância entre quaisquer dois pontos dentro da imagem (em pixels e em milímetros), pressione **Shift + botão esquerdo do mouse** para definir o primeiro ponto. Arraste o mouse para formar uma linha e solte o botão no local desejado para o segundo ponto. Para limpar a tela, pressione **Shift + botões esquerdo e direito do mouse**.

Para visualizar as coordenadas (X, Y) e o nível de cinza de determinado pixel, pressione o **botão direito do mouse** sobre o ponto desejado na imagem. Mantenha-o pressionado e arraste o mouse para visualizar as variações destes aspectos em cada ponto.

Observe, na barra inferior da tela da figura 9, o tamanho da grade utilizada (512 x 512 pixels) e dos pixels da imagem (0,4785156 x 0,4785156 mm), o espaçamento entre as fatias (1,5 mm), a quantidade de fatias (106) do projeto e a sugestão para a próxima operação (corte as fatias para um FOV adequado).

Clique no botão **Corte Fatias** para exibir a tela **Cortes**, que permite cortar a imagem nos sentidos horizontal e vertical (todo o quadrado preto representa o FOV – neste caso, 25 cm):




Figura 12: Cortes

É sempre desejável eliminar as regiões que não interessam à análise, visto que volumes baseados em fatias completas, não cortadas, utilizam muita memória e tornam as execuções de tarefas mais lentas. A redução das dimensões das imagens melhorará consideravelmente a performance do sistema. Em um estudo de um paciente com lesões na frente, por exemplo, a parte traseira do crânio não precisa ser considerada.

Ao realizar cortes nos eixos (X e Y), verifique como ficará o objeto de interesse em todas as fatias, pois poderá haver deslocamentos da imagem em todos os sentidos. Pressione **Aplicar**. As operações futuras serão realizadas com as imagens cortadas e a tela **Cortes** será fechada.

Somente feche a tela de **Visualização Axial** depois de fechar a tela **Cortes**, pois do contrário todas as telas serão fechadas.

4.2 Threshold 2D

O **Threshold** é uma ferramenta utilizada para separar o objeto de interesse – o osso, por exemplo – de outras estruturas presentes na fatia – tecidos do cérebro, veias, etc. Para abrir a tela **Threshold 2D**, entre em **Visualizar ? Threshold 2D**:




Figura 13: Threshold 2D

O **Threshold** pode ser feito nas três visualizações disponíveis: **Axial**, **Coronal** e **Sagital**. Selecione a orientação desejada no quadro central da tela.

A imagem original aparecerá no lado esquerdo da tela. Deslize a barra **Fatias** para selecionar a imagem desejada.

Deslize as barras **Threshold Máximo** e **Threshold Mínimo** para separar a estrutura a ser analisada. As regiões mais densas da imagem são eliminadas à medida em que o valor máximo de **Threshold** é diminuído. Já o aumento do valor mínimo implica na exclusão das regiões menos densas.

Conforme o exemplo da *figura 13*, todos os pixels com níveis de cinza acima de 3436 e abaixo de 1770 são desconsiderados e assumem a cor preta na imagem final, modificada pela aplicação do **Threshold**, que será exibida no lado direito da tela.

Para visualizar a projeção de fatias em sequência, habilite a caixa **Contínuo**. Clique no botão **Aplicar** para definir o limiar de **Threshold** que será utilizado nas ações seguintes.

É importante verificar a estrutura segmentada em todas as fatias, pois um nível de limiar definido para uma delas não necessariamente valerá para as outras.

4.3 Histograma/Linha de Perfil

O **Histograma** e a **Linha de Perfil** são gráficos que informam os valores de níveis de cinza dos pixels. Ambos são úteis para definir o limiar adequado para a separação do objeto de interesse. Os ossos, por exemplo, apresentam os valores mais altos de níveis de cinza.

Entre em **Visualização ? Histograma/Linha de Perfil** e a seguinte tela será exibida:




Figura 14: Histograma/Linha de Perfil

No canto superior esquerdo da tela aparecerá uma das fatias selecionadas para o projeto. À direita, o **Histograma** ocupa a metade superior da tela e o gráfico de **Linha de Perfil** a inferior.

Deslize a barra **Fatia** para escolher a imagem que deseja analisar e faça os ajustes necessários nas barras de **Threshold**, **Window** e **Level**.

O **Histograma** representa o número de pixels existentes (eixo Y) para cada nível de intensidade de cinza (eixo X) e indica se a imagem está distribuída adequadamente dentro dos

possíveis níveis. Pressione e segure o **botão direito ou esquerdo do mouse** sobre o gráfico para visualizar o número de pixels por nível de cinza naquele ponto.

O gráfico **Linha de Perfil** mostrará a variação dos valores dos níveis de cinza presentes em uma linha traçada sobre a imagem. Para definir a linha, pressione **Shift + botão esquerdo do mouse** sobre um ponto qualquer da fatia, arraste o mouse e solte o botão sobre outro ponto. O **Valor Escalar Mínimo**, o **Valor Escalar Máximo** e a **Distância** de um ponto a outro (comprimento da linha, em pixels) aparecem no alto do gráfico.

4.4 Visualização Oblíqua

É possível "cortar" o modelo tridimensional (na horizontal, vertical ou diagonal) e exibir as superfícies internas formadas por essa intercessão através da ferramenta de **Visualização Oblíqua**. Entre em **Visualização ? Visualização Oblíqua** e a seguinte tela será exibida:




Figura 15: Seções Oblíquas – Curvas

Quando aberta, a tela **Seções Oblíquas** mostra na janela à esquerda apenas o plano de corte. Para visualizar a imagem tridimensional, pressione o botão **Mostrar Volume**. Para ocultá-lo novamente, pressione **Esconder Volume** – o que torna as operações mais rápidas. Quando o volume está visível, é possível separar a estrutura de interesse e deixá-lo mais ou menos transparente através, respectivamente, das barras **Contorno** e **Opacidade**.

Os cubos na parte central da tela definem a posição fixa do volume.

Com o cursor do mouse sobre a imagem tridimensional, mantenha o **botão esquerdo** pressionado e arraste-o para girar o cubo (que representa o FOV) em todas as direções.

O plano de intercessão pode ser rotacionado nos eixos X e Y. Habilite a caixa correspondente ao eixo desejado e deslize a barra **Rotação** para definir quantos graus o plano deverá se movimentar.

Na janela à direita aparecerá a projeção da superfície interna do volume seccionado. Quando selecionada, a opção **Inverse Video** altera as cores da imagem – o branco transforma-se em preto e vice-versa.

Para imprimir o volume, clique em **Imprimir**.

4.5 Cortes/Medidas 3D

4.5.1 Cortes 3D

Entre em **Visualização ? Cortes/Medidas 3D** e selecione a pasta **Cortes 3D**:




Figura 16: Cortes 3D

A tela de **Cortes 3D** permite cortar o volume nas orientações **Sagital**, **Coronal** e **Axial** de duas formas. O corte do tipo **Seleção** elimina partes desnecessárias à análise e deixa em evidência apenas a estrutura de interesse. Este procedimento diminui o tamanho da imagem, o que, consequentemente, garante um melhor desempenho do sistema. Já o corte do tipo **Abertura** é indicado para situações em que se deseja ver uma estrutura interna sem jogar fora o entorno. É o caso, por exemplo, do cérebro. Analisar o órgão e seu posicionamento dentro do crânio é muito diferente de observá-lo isoladamente. Para escolher o tipo de corte que deseja aplicar à imagem, aperte o botão **Abertura** ou **Seleção**.

Ambos os tipos de cortes são feitos através da movimentação dos planos inicial e final de cada orientação. Deslize a barra **Mínimo**, cujo menor valor será sempre 0, para movimentar o plano inicial até a posição desejada. Para movimentar o plano final, deslize a barra **Máximo**. Na orientação **Axial** o maior valor desta barra corresponde à quantidade de fatias obtidas com a

tomografia ou ressonância. Já nas orientações **Coronal** e **Sagital**, equivale à metade do FOV aplicado durante o exame.

Para visualizar dentro do volume um ou mais dos seis planos que podem ser movimentados, aperte os botões **A1**, **A2**, **C1**, **C2**, **S1** ou **S2**. As letras A, C e S referem-se, respectivamente, às orientações **Axial**, **Coronal** e **Sagital**, enquanto o números 1 e 2 representam os planos inicial e final.

4.5.2 Mapa de Cores

Entre em **Visualização ? Cortes/Medidas 3D** e selecione a pasta **Mapa de Cores**. A figura que aparecerá na tela corresponderá a última segmentação feita em outra pasta do módulo **Cortes/Medidas 3D** ou em outro módulo do software **InVesalius**.




Figura 17: Mapa de Cores

O **Mapa de Cores** permite visualizar as diferentes densidades das estruturas – tecidos e ossos – através de um espectro de cores. Esta tela oferece uma informação visual para melhor definir os valores de **Threshold**. O espaço de cores utilizado nos mapas é o **HSV**.

Para aplicar um **Mapa de Cores** à imagem, aperte o botão **Ligado** no campo **Visibilidade Escalar**. Quando o botão **Desligado** estiver habilitado, a figura será exibida na mesma tonalidade dos demais módulos do software.

Escolha uma entre as dez opções de mapas já definidos no menu **Mapa de Cores**. Os parâmetros do espaço HSV de cada mapa podem ser alterados, de acordo com a preferência do usuário, através das barras **Cor**, **Brilho** e **Saturação**.

A barra **Brilho** controla a quantidade de luz na cor. O valor 0 corresponde ao preto e o valor 1 representa a máxima quantidade de brilho que pode ser aplicada.

A barra **Cor** controla o comprimento de onda dominante da cor. Cada valor da barra corresponde a um ângulo específico num círculo de cores, no qual 0 equivale a 0° e 1 a 360°. Neste círculo, o vermelho está definido em 0°, o amarelo em 60°, o verde em 120°, o cyan em 180°, o azul em 240° e o magenta em 300°.

A barra **Saturação** controla a quantidade da cor definida em **Cor** que deverá ser acrescentada. O valor 0 não soma nada e o valor 1 soma o máximo de cor possível.

Aperte o botão **Ligado** do modo **Estéreo** para ver o objeto de estudo em três dimensões. Escolha uma das opções de cor no menu e utilize um óculos de lentes vermelha e azul para enxergar a imagem com profundidade e sombreamento.

As barras do campo **Brilho e Contraste** alteram apenas as cores dos planos, e não as do volume. Para torná-los visíveis, habilite um ou mais entre os botões **A1**, **A2**, **C1**, **C2**, **S1** e **S2** na pasta **Cortes 3D**.

4.5.3 Medidas 3D

Entre em **Visualização ? Cortes/Medidas 3D** e selecione a pasta **Medidas 3D**:




Figura 18: Medidas 3D

A tela **Medidas 3D** fornece a distância entre pontos, a área e o volume do objeto de estudo. Como sua superfície é formada por triângulos conectados, todas as medidas baseiam-se em medidas de triângulos.

No campo **Tipo de Seleção**, aperte o botão **Pontos** se desejar definir dois pontos no espaço ou o botão **Linha** se preferir traçar uma linha manualmente para fazer as medidas. Pressione **Shift + botão esquerdo do mouse** sobre a imagem para marcar os dois **Pontos**. Para traçar a **Linha**, pressione **Shift + botão esquerdo do mouse** sobre um ponto da imagem e arraste o cursor, sem soltar os botões, até o local desejado. Independente do tipo de seleção escolhido, as coordenadas dos pontos inicial e final serão exibidas no campo **Coordenadas**.

Para visualizar a verdadeira inclinação da linha no espaço tridimensional, posicione o cubo com a face lateral direita ou esquerda voltada para a frente quando fizer medidas no eixo Z. Mantenha **Shift + botão esquerdo do mouse** pressionados e arraste o cursor sobre a imagem para girá-la. Se preferir, clique em um dos cubos de orientação na parte inferior da tela.

O campo **Medidas** exibirá, em milímetros, as projeções nos eixos X, Y e Z e a distância entre os pontos inicial e final (ou comprimento da linha). Mostrará também a área e o volume do objeto de estudo – em mm^2 e mm^3 , respectivamente. Estes últimos valores só serão alterados se houver redefinição dos parâmetros de **Threshold** e **Contorno**. Para os cálculos de área e volume serão consideradas todos os triângulos das faces internas e externas do volume.

4.5.4. Propriedades

Entre em **Visualização ? Cortes/Medidas 3D** e selecione a pasta **Propriedades**:




Figura 19: Propriedades

Esta tela permite alterar propriedades visuais da imagem de acordo com as preferências do usuário. Para controlar a iluminação, utilize as barras **Opacidade**, **Componente Difusa**, **Componente Especular**, **Componente Ambiente** e **Intensidade Especular** do campo **Iluminação**. Para modificar a textura, utilize as barras **Desvio Padrão** e **Fator Radial** do campo **Filtro Gaussiano**.

Utilize os comandos do campo **Visibilidade** para ver partes da imagem com maior destaque ou aumentar a velocidade de processamento das operações de **Threshold** e **Contorno**. Selecione a opção **Ocultar** no menu **Posterior** ou **Anterior** para esconder, respectivamente, a porção da imagem mais à frente ou mais atrás no espaço tridimensional. Selecione **Exibir** para torná-las visíveis novamente.

4.6 Segmentação

O software **InVesalius** disponibiliza dois métodos de segmentação de volumes, o **Threshold/Contorno** e a **Conectividade**, úteis para separar adequadamente as regiões interessantes ao estudo em desenvolvimento.

De maneira geral os métodos de segmentação tendem a agrupar os pixels que apresentam propriedades semelhantes, tais como intensidade, cor ou textura. As técnicas mais simples, como a **Limiarização** (ou **Thresholding**), excluem os níveis de cinza situados abaixo ou acima de valores limiares. Já as técnicas clássicas baseiam-se em uma região ou no contorno fechado da imagem.

4.6.1 Threshold/Contorno

4.6.1.1 Segmentação

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Threshold/Contorno** e selecione a pasta **Segmentação**.




Figura 20: Threshold/Contorno – Segmentação

Na metade inferior da tela aparecem três fatias do projeto, cada uma em uma orientação – da esquerda para a direita, **Coronal**, **Sagital** e **Axial**. Deslize as barras à direita das fatias para escolher quais deseja exibir.

As três fatias ficam envoltas por uma borda vermelha e são visíveis dentro do cubo da janela de visualização tridimensional. Se não quiser ver o posicionamento de uma ou mais fatias no espaço, clique sobre ela(s) com o **botão esquerdo do mouse**. A borda vermelha desaparecerá, assim como o plano correspondente na janela tridimensional. As três imagens podem ser selecionadas simultaneamente. Pressione o **botão esquerdo do mouse** sobre a fatia para reativar a borda vermelha e o plano na janela tridimensional. Para alterar propriedades das fatias, mantenha-as selecionadas.

Pressione o botão **Esconder Volume** antes de alterar o **Zoom**, o **Contorno** e o **Threshold** da imagem tridimensional. É aconselhável manter o volume oculto para aumentar a velocidade de processamento. Para exibi-lo novamente, já modificado, clique no botão **Mostrar Volume**.

4.6.1.2 Cores

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Threshold/Contorno** e selecione a pasta **Cores**.




Figura 21: Threshold/Contorno – Cores

Para cada faixa de **Threshold** aplicada na tela de **Segmentação** existe um mapeamento de cores para os vários níveis de cinza obtidos. Este mapeamento pode ser alterado através do menu **Mapa de Cores**. Para associar um **Mapa de Cores** às fatias localizadas na metade inferior da tela, habilite a caixa **Fatias 2D**. Para associar um **Mapa de Cores** aos planos da janela tridimensional, habilite a caixa **Planos 3D**. Um plano só fica visível quando a fatia correspondente a ele está envolta por uma borda vermelha.

Os valores de **Window** e **Level** também alteram as cores das fatias e dos planos.

4.6.1.3 Renderização

A. Propriedades

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Threshold/Contorno**. No menu **Renderização**, escolha **Propriedades**.




Figura 22: Propriedades - Isosurface

Há quatro métodos de **Renderização** disponíveis: **MIP**, **Composite**, **Isosurface** e **Contour Filter**. Os dois primeiros trabalham apenas com valores de **Threshold**, enquanto os últimos levam em consideração o **Threshold** aplicado a um valor de **Contorno**.

Todos os métodos oferecem a possibilidade de controlar as propriedades de **Filtro** (texturização da imagem) e diferentes tipos de **Interpolação**. A **Interpolação** é utilizada durante a construção do volume para reproduzir, com a maior fidelidade possível, as dimensões da estrutura anatômica em estudo. Com exceção do método **Contour Filter**, os tipos de **Interpolação** disponíveis são a **Cúbica**, a **Linear** e a de **Vizinho Mais Próximo**. No **Contour Filter**, as opções são **Flat**, **Gouraud** e **Phong**.

O método **Contour Filter** é o mais pesado e o que leva mais tempo para ser processado. Escolha o mais adequado para melhorar a visualização de seu projeto. Ao pressionar o botão **Aplicar**, todas as mudanças nos parâmetros serão transportadas para os demais módulos do software.

B. Relação Threshold/Contorno

Escolha **Relação Threshold/Contorno** no menu **Renderização**.




Figura 23: Relação Threshold/Contorno

É importante conhecer a relação entre um **Contorno** definido e um **Threshold** aplicado sobre ele. Desta relação pode-se, por exemplo, obter paredes ósseas mais finas, espessas ou ocas ou eliminar elementos irrelevantes ao estudo do caso.

É aconselhável separar a estrutura de interesse primeiramente com as barras de **Threshold** e depois fazer os ajustes mais finos na barra **Valor de Contorno**.

4.6.1.4 Localização

A. Espaço 3D de um Ponto

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Threshold/Contorno**. No menu **Localização**, escolha **Espaço 3D de um Ponto** para localizar um ponto no interior do volume a partir de seu mapeamento em qualquer orientação bidimensional.




Figura 24: Espaço 3D de um Ponto




Figura 25: Detalhe Pontual 3D

Deslize as barras **Coronal**, **Sagital** e **Axial** para escolher qual fatia deseja exibir em cada orientação e faça os ajustes de **Threshold** que considerar necessários.

Caminhe com o cursor do mouse sobre qualquer uma das fatia e clique com o **botão esquerdo do mouse** para criar um ponto. O ponto caminhará com uma cruz simultaneamente sobre as fatias e sobre o volume da tela de segmentação. Para retirar o ponto do volume, clique em **Cursor**. Feche a tela quando terminar.

B. Curvas de Níveis Escalares

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Threshold/Contorno**. No menu **Localização**, escolha **Curvas de Níveis Escalares** para ver os vários contornos que compõem a imagem.




Figura 26: Curvas de Níveis Escalares

A escala de cores mostra as variações de densidade dentro da estrutura anatômica analisada. Utilize as barras **Threshold Máximo** e **Threshold Mínimo** para determinar os níveis de cinza da imagem de acordo com a fatia e a quantidade de contornos determinados pelas barras **Fatia** e **Contornos**.

Clique em **Aplicar** para levar os novos parâmetros outros módulos do software. Feche a tela quando terminar.

4.6.2 Conectividade

Entre em **Visualização ? Segmentação ? Conectividade** para analisar quais as regiões do objeto em estudo estão conectadas.




Figura 27: Conectividade

Defina um critério de **Conectividade** dentre os três disponíveis: **Todas as Regiões** seleciona todas as regiões do volume; **Maior Região** seleciona a maior região com elementos conectados e **Célula Conectada** seleciona um ponto (semente) e exibe as células conectadas a ele.

Para selecionar uma semente, aperte **Shift + botão esquerdo do mouse**. No momento em que pressionar o botão tome cuidado para não mover o mouse, pois do contrário a imagem irá girar e não será possível enxergar o ponto. O ponto semente só é utilizado no modo de extração **Célula Conectada**. O botão **Aplicar** faz com que as ferramentas de volume passem a utilizar a região selecionada. Para escolher outra semente, aperte o botão **Apagar Semente** e selecione um novo ponto em seguida. Para visualizar melhor as partes conectadas, escolha a opção **Sim** em **Regiões Coloridas**.

5. Informações

Entre em **Informações**. Escolha a pasta **Informações Gerais** para obter dados gerais sobre o projeto, tais como nome, localização, tamanho e quantidade de fatias. Para ver as especificações do cabeçalho do arquivo DICOM, escolha a pasta **Cabeçalho**.

Se o projeto foi montado com base em dados gravados em um CD, será necessário tê-lo no driver para acessar as informações.

Informações

Informações Gerais Cabeçalho

Projeto

Nome Versace

Localização C:\TEMP\PROMED\

Tamanho 14175918 Bytes

Origem d:\Jair_N_Almeida\DICOM\1.3.12.2.1107.5.1.1.20707.20

Fatias

Número de Fatias 108

Largura 512

Altura 512

Pixel

X 0.4785156

Y 0.4785156

Z 1.5

Visualização

Window 2047

Level 1023

Threshold Mínimo 0

Threshold Máximo 4000

Contorno 100

Ok Imprimir

Figura 28: Informações

6. Anexo

CONTRATO DE LICENÇA – Copyright PROMED

Leia com atenção este contrato. Ao instalar o software **InVesalius** em seu computador o usuário automaticamente aceita e concorda com todos os termos e condições aqui descritos. Os mesmos também se aplicam a todas as modificações e/ou atualizações que possam vir a ser feitas no software.

1. Concessão de licença: O software **InVesalius** é destinado exclusivamente para pesquisa, sendo vedada a sua utilização para quaisquer outros fins. A licença específica para a versão e o usuário é válida por seis meses. Os direitos adquiridos com esta licença não podem ser vendidos, transferidos, alugados ou divididos, exceto com permissão prévia por escrito do Promed. O usuário concorda em não alterar, adaptar, traduzir ou de qualquer outra forma tentar interferir no código fonte do software. Este programa contém parte que faz uso de software livre (VTK ver licenças específicas), que pode ser redistribuídos sob os termos da Licença Pública Geral GNU, publicada pela Free Software Foundation, documento versão 2.0 ou qualquer outra posterior.

2. Promed: O usuário reconhece e concorda que o software **InVesalius** e toda a documentação a ele referente são produtos de propriedade exclusiva do Promed, garantida pelas leis internacionais de direitos autorais. A licença transmite ao usuário apenas um direito limitado de uso do software **InVesalius**, revogável segundo os termos e condições deste acordo. O desrespeito a qualquer um destes termos e/ou condições implicará no imediato cancelamento da licença e dará ao Promed o direito de tomar todas as providências legais cabíveis ao caso.

3. Garantia: O software **InVesalius** é distribuído com o intuito de ser útil, mas não contém qualquer tipo de garantia, nem mesmo de mercado ou de atender a algum determinado propósito. O Promed não garante que o **InVesalius** irá satisfazer as necessidades do usuário, que o uso do software será ininterrupto ou livre de erros e nem que os eventuais erros serão corrigidos. O Promed não tem obrigação de dar manutenção, suporte, atualizações, melhoramentos e modificações do software **InVesalius**.

4. Limitações de responsabilidade: O Promed não se responsabilizará por qualquer dano direto, indireto, especial, incidental ou conseqüente que possa vir a aparecer com o uso do software **InVesalius**, nem mesmo se o Promed tiver sido avisado da possibilidade de tais perdas acontecerem.

5. Geral: Este acordo deve ser gerido pelas leis do Brasil.

6. Contato: O uso do software **InVesalius** para outros fins que não os de pesquisa requer um acordo de licença específico. Favor entrar em contato pelo email invesalius@cenpra.gov.br para maiores informações.